



**Гибрид**

755+808+940+1064нм

**Лазерная Эпиляция**

# Гибрид лазер

---

**3-5** курсов = **Перманентная  
эпиляция**


**Лазерная эпиляция**  
**Омоложение кожи**



**Модель FG2000B**

# Теория

Система удаления волос FG2000В использует теорию селективного поглощения света, нагревая стержень волоса и волосяной фолликул, чтобы разрушить волосяной фолликул и кислородную организацию вокруг волосяного фолликула, тем самым достигая цели постоянного удаления волос.



## ■ Длина волны

755 нм нацелена на выпуклость волосяного фолликула с более поверхностным проникновением и особенно эффективна для поверхностно встроенных волос в таких областях, как брови и верхняя губа.

810 нм обеспечивает глубокое проникновение в волосяной фолликул с высокой средней мощностью, высокой частотой повторения и большим размером пятна 2 см для быстрой обработки. Он имеет умеренный уровень поглощения меланина, что делает его безопасным для более темных типов кожи.

940 нм коагулирует микрососуды вокруг волосяного фолликула, перекрывая поступление питательных веществ к волосяным фолликулам, резко снижая мощность регенерации волос и полностью подавляя регенерацию волос.

1064 нм обеспечивает самое глубокое проникновение в волосяной фолликул, что позволяет воздействовать на луковицу и сосочек, а также обрабатывать глубоко укоренившиеся волосы в таких областях, как кожа головы, подмышки и лобковые области.

# Технологические Преимущества

## 01 Рукоятка

- Размер пятна 12\*16 мм обеспечивает большой охват и значительно сокращает время лечения.
- Смешанный выход 755нм+808нм+940нм+1064 нм, разрушает волосяные фолликулы и перекрывает кровоснабжение волосяных фолликулов, предотвращает послеоперационные побочные эффекты и значительно повышает комфорт лечения.
- Высокая мощность 600 Вт обеспечивает максимальную безопасность и эффективность.
- Зажигалка-аппликатор весит 0.7 кг.



## 02 Коническая насадка

- Коническая насадка упрощает удаление волос в ноздрях



# Отзывы

---



DR.Cindy



Для меня это действительно изумительный, это здорово, что волосы перестают расти всего за 4 раза. Мне нравится ADSS, и я с нетерпением жду новых аппаратов от ADSS.



DR.Armando



Я работаю на ADSS аппарате уже на много лет. Первый это диодный лазер, и теперь в моей клинике полно ADSS аппаратов. Я верю в ADSS и ADSS будет нашим партнёром навсегда.



DR.Maria




Я работала на многих аппаратах для эпиляции. На ADSS полупроводниковом гибридном лазере можно получить отличный результат всего за 5 раз. Я поменяла все аппараты для удаления волос, потому что на них требуется 10-12 раз, чтобы удалить волос. Из-за этого я потеряла

# Стоимость на процедуру

## 03 Интерфейс

- Интеллектуальная система защиты обеспечивает безопасную работу
- Значок 6 областей записывает номер съемки
- До 4 длин волн для постоянного и безопасного удаления любых типов волос на всех типах кожи.



## возврат на инвестированный капитал

Предметы для лечения	Средняя плата	Процедуры	Доход
Полная нога	\$100	5	\$500
Половина ноги	\$80	5	\$400
Лицо	\$70	5	\$350
Половина лица	\$50	5	\$250
Спина	\$100	5	\$500
Руки	\$80	5	\$400
Уши	\$50	5	\$250
Бикини	\$80	5	\$400

# Клиническая Дата



Мужчина/Возраст 39  
До

После  
4 процедуры  
2021.08.08-2022.01.01

Мужчина/Возраст 26  
До

После  
5 процедур  
2021.08.10-2022.01.20



## Спецификация

Тип лазера

755+808+940+1064нм

Выходная мощность

1500Вт

Энергия

1-120Дж/см 2 регулируется

Размер пятен

12\*16мм

Вес нетто

36кг